

ГЕМОДИАЛИЗАТОРЫ (PMMA) ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ

ПОЛОВОЛОКОННЫЙ ДИАЛИЗАТОР FILTRYZER серии В3-А, В1-Н

Тип	Площадь. (м2)	Коеф.УФ мл/ч мм рт.ст. **	Мочевина (мл/мин)		Креатинин (мл/мин)		Фосфат (мл/мин)		Вит.В12 (мл/мин)		Объем запол-я (мл)
В3-1.0А	1.0	7.0	175	224	146	169	105	123	70	82	61
В3-1.3А	1.3	7.8	184	235	160	191	121	138	81	89	76
В3-1.6А	1.6	8.7	188	242	167	204	128	145	88	95	95
В3-1.8А	1.8	9.9	192	256	173	214	135	155	95	103	105
В3-2.0А	2.0	11.0	193	257	177	223	142	166	101	112	118
Клиренс in vitro (мл/мин) *											

ГЕМОДИАФИЛЬТРЫ ПОЛИСУЛЬФОН

ПОЛОВОЛОКОННЫЕ ДИАЛИЗАТОРЫ серии TORAYSULFONE TS-UL

TS-1.6SL	1.6	49	195	257	193	258	192	253	156	164	95
TS-1.8SL	1.8	50	198	264	195	261	194	257	164	197	105
TS-2.1SL	2.1	52	198	276	195	263	195	265	168	201	124
TS-1.6UL	1.6	49	196	274	192	259	193	250	162	194	95
TS-1.8UL	1.8	51	198	277	196	264	196	258	167	202	108
TS-2.1UL	2.0	55	199	280	197	268	196	259	171	207	125

* Данные клиренсов с водным раствором. QВ: 200мл/мин и QВ: 300мл/мин QD:500мл/мин., TMP: 100мм рт.ст. t=37°C

** Данные коеф. УФ с бычьей кровью (Ht 30+2%, общий белок 60г/л) QВ: 200мл/мин, t=37°C.

TORAY

ГЕМОДИАЛИЗАТОРЫ (PMMA) ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ

ПОЛОВОЛОКОННЫЙ ДИАЛИЗАТОР FILTRYZER серии BK-F, BK-P, BK-U, B1.

Тип	Пло- щадь. (м2)	Коеф.УФ мл/ч мм рт.ст. **	Мочевина (мл/мин)		Креатинин (мл/мин)		Фосфат (мл/мин)		Вит.В12 (мл/мин)		Объем запол-я (мл)	
100-	BK-1.3F	1.3	16	183	235	160	194	144	169	99	108	76
	BK-1.6F	1.6	20	190	250	172	213	157	187	111	124	94
	BK-2.1F	2.1	26	195	268	181	236	171	210	128	147	126
80-	BK-1.6P	1.6	33	189	248	171	213	153	182	110	139	94
	BK-2.1P	2.1	41	194	267	180	235	168	206	127	149	126
60-	BK-1.3U	1.3	26	180	230	157	190	140	165	96	105	76
	BK-1.6U	1.6	31	187	247	169	210	153	182	108	119	94
	BK-2.1U	2.1	40	193	265	179	233	168	205	125	144	126
30-	B1-1.3H	1.3	12	180	230	156	185	140	157	86	95	76
	B1-1.6H	1.6	14	187	240	167	204	155	165	98	105	95
	B1-1.8H	1.8	16	191	254	175	216	163	185	109	117	105
	B1-2.1H	2.1	18	195	259	183	231	172	196	120	123	126

стерилизация: облучение гамма-лучам

B/B MEDICAL

117437 Россия, г. Москва, ул. Островитянова д. 11 кор 1, тел./факс +7 (495) 544-39-02

e-mail: sales@bbmed.ru: <http://www.toray-medical.ru>, <http://www.bbmed.ru>

